

# MAGIC RF<sup>®</sup>

fractional rf & fractional microneedle rf

## FRAKCYJNE FALE RADIOWE

**DZIĘKI WYJĄTKOWEJ TECHNOLOGII MAGIC RF  
MOŻEMY WYKONAĆ NASTĘPUJĄCE ZABIEGI:**

- Niechirurgiczny lifting twarzy,
- Odmłodzenie skóry,
- Częściowa bądź całkowita likwidacja zmarszczek,
- Usuwanie blizn,
- Zmniejszenie i likwidacja rozstępów,
- Odnowa skóry.

### TECHNOLOGIA Z PIERWSZYCH STRON GAZET



# MAGIC RF<sup>®</sup>

fractional rf & fractional microneedle rf

## Dlaczego MAGIC RF?

### Precyzja i bezpieczeństwo

Energia RF podawana jest tylko do wybranych obszarów skóry. Wstrzeliwane igły dostają się na głębokość od 0,25 mm aż do 3 mm. Dzięki temu możemy pracować na parametrach dotychczas nieosiągalnych na innych urządzeniach, zachowując zarazem pełne bezpieczeństwo zabiegów. Ponieważ w mniejszym stopniu działamy na naskórek, bardziej na skórę właściwą, okres rekonwalescencji po zabiegu nie jest długi.

### Skuteczność

Ułożenie igieł na głowicy zabiegowej pozwala najlepiej wykorzystać technologię fal radiowych bipolarnych w obszarach docelowych. Nie ma ryzyka zakłócenia energii, które mogłyby być spowodowane poprzez nakładanie się fal radiowych. Efekty widoczne są już po pierwszym zabiegu.

### Łatwość obsługi urządzenia

Duży ekran posiadający różne tryby kontroli jest bardzo łatwy w obsłudze i przyjazny dla użytkownika. Parametry mogą być ustawiane automatycznie lub regulowane przez osobę wykonującą zabieg.

## Działanie i efekty fali radiowej frakcyjnej:

- intensywne regeneracja
- odżywienie skóry
- silne wygładzenie zmarszczek
- głęboka penetracja składników aktywnych
- likwidacja płytkich zmarszczek
- spływanie głębokich zmarszczek i bruzd
- napięcie – lifting
- przywrócenie naturalnego, zdrowego kolorytu
- redukcja przebarwień
- wzmocnienie odporności tkanki łącznej
- poprawa owalu twarzy
- zmniejszenie blizn, rozstępów, cellulitu

### Postępowanie i objawy po zabiegu:

Po zabiegu skóra klienta może być zaczerwieniona, a czas rekonwalescencji zależy od głębokości i miejsca wykonywania zabiegu - trwa od 2 do 14 dni.

### Seria:

Minimum 4 zabiegi, optymalnie 6 zabiegów.  
Odstępy między zabiegami: 14 dni - 30 dni

# FRAKCYJNE FALE RADIOWE

## Zastosowanie:

MAGIC RF stanowi precyzyjne połączenie fal radiowych bipolarnych oraz systemu mikronakłuwania. To najwyższej klasy urządzenie pozwala na skuteczną walkę z szeregiem problemów skórnych. Zabiegi urządzeniem MAGIC RF są wyjątkowo skuteczne, bezpieczne, zapewniają długotrwały efekt.

## MAGIC RF a inne urządzenia

Magic RF jest urządzeniem wyróżniającym się na rynku medycyny estetycznej i kosmetologii. Dwie głowice zabiegowe z wymiennymi końcówkami pozwalają na najlepsze opracowanie każdej partii ciała. Igły podczas zabiegu podgrzewane są na całej swej długości, jednak najlepszy efekt termiczny osiągnąć jest na ich zakończeniach. Takie działanie możliwe jest przede wszystkim dzięki bardzo dużej mocy – do 25 W. Moc RF na poziomie 1 Mhz, regulacja natężenia oraz czasu ich trwania pozwala na osiągnięcie spektakularnych rezultatów już po pierwszym zabiegu.



głowica nr 1  
do fal radiowych  
frakcyjnych



głowica nr 2  
do fal radiowych



#### DANE TECHNICZNE:

- Zasilanie 230 V
- Wymiary: 47x46x110 cm
- Waga: 15kg
- Częstotliwość RF: 1MHz
- Moc maksymalna: 25 W
- Głębokość wkłuc: 0,25 mm - 3 mm

#### ZESTAW ZAWIERA:

- urządzenie główne
- dwie głowice, w tym jedną z trzema wymiennymi końcówkami (25, 49, 81 igieł)
- wyzwalacz nożny
- instrukcję obsługi w języku polskim

#### PRZY ZAKUPIE GWARANTUJEMY:

- transport do klienta w dowolne miejsce w Polsce
- profesjonalne szkolenie powodujące pełne wykorzystanie możliwości urządzenia
- materiały szkoleniowe (skrypt + parametry zabiegowe + karty pacjenta)
- renomowany certyfikat uprawniający do obsługi MAGIC RF
- profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- wsparcie marketingowe (m.in. ulotki dla klienta, plakat, roll-up)
- nasze partnerstwo
- opiekę po sprzedaży
- fachowe doradztwo



## WYRÓŻNIENIE W KATEGORII INNOWACJA 2015

NA DNIACH URODY I SPA WE WROCŁAWIU