

HA50X

Bruno Vassari poprzez skrót HA50X prezentuje niepowtarzalną linię kosmetyczną, sformułowaną z unikalnej mieszanki kwasu hialuronowego.

Zabieg z użyciem kosmetyków HA50X głęboko nawilża, zwiększa elastyczność, wygładza zmarszczki i poprawia elastyczność skóry.

Produkty w zestawie zawierają kwas hialuronowy o wysokiej i niskiej masie cząsteczkowej, dzięki czemu rewelacyjnie wzmacniają barierę ochronną skóry przed wpływem środowiska oraz utrzymują maksymalny poziom nawilżenia.

Zabieg nadaje się zarówno do młodej jak i dojrzałej skóry. Szczególnie polecany dla skóry suchej, odwodnionej, wrażliwej, skłonnej do podrażnień, zniszczonej słońcem.

Częstotliwość zabiegu: rekomenduje się wykonywanie jednego zabiegu na tydzień, w sześciotygodniowej sesji.



PREPARATY PROFESJONALNE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZABIEGU:

Hyaluronic Professional Kit LABDIVISION HA50X – Zestaw zabiegowy intensywnie nawilżający

- Scrub & Mask - Maska złuszczająco - oczyszczająca (100 ml)
- Hyaluronic Serum - Serum nawilżające (6 x 2.5 ml)
- Pro-Hyaluronic Mask – Maska nawilżająca (6 saszetek x 2 ml)
- Hyaluronic Cream Pollution Neutralizer - Krem na dzień nawilżająco ochronny (20ml tubka)

Anti Stress Vitalizing Massage Cream – Krem do masażu (200ml) Linia ANTI STRESS

Specyfic Bio-Douce – Dwufazowy płyn do demakijażu twarzy, oczu i ust (150ml) Linia SPECYFICS

Aqua Genomics Toner – Tonik nawilżający (500ml) Linia AQUA GENOMICS

Aqua Genomics Milk – Mleczko nawilżający (500ml) Linia AQUA GENOMICS

PROCEDURY ZABIEGOWE:

1. Usuń makijaż z oczu i ust za pomocą płatka kosmetycznego nasączonego preparatem linii Specyfic - Bio-Douce. Następnie nanieś mleczko na twarz, szyję i dekolty Aqua Genomics Milk - z linii Aqua Genomics, delikatnie masuj dłońmi, a nadmiar zbierz mokrą gąbką kosmetyczną. Stonizuj skórę za pomocą Aqua Genomics Toner - również z linii Aqua Genomics. Preparatem zwilż płatki kosmetyczne i przetrzyj skórę. (Można użyć dowolnego mleczka i toniku, pamiętając jednak o odpowiednim doborze względem skóry pacjenta.)
2. Następnie na oczyszczoną skórę nałóż preparat Scrub & Mask Masekę złuszczająco – oczyszczającą za pomocą pędzelka, omijając okolice oczu. Aby dokonać pełnego oczyszczenia skóry wykonaj masaż twarzy, szyi i dekolty. Odczekaj kilka minut. Kiedy skończysz usuń maskę za pomocą ciepłego, wilgotnego ręcznika.
3. Aby uaktywnić krążenie krwi, wykonaj pełny relaksujący masaż twarzy, szyi i dekolty, kremem Vitalising Massage Cream. Kiedy skończysz nadmiar preparatu ponownie usuń za pomocą ciepłego ręcznika.
4. Teraz kiedy skóra jest oczyszczona i zrelaksowana aplikujemy zawartość Hyaluronic Serum - Serum nawilżającego ze zestawu.
5. Po zaaplikowaniu serum nawilżającego możesz przystąpić do przygotowania Pro-Hyaluronic Mask - Maski nawilżającej. Do przygotowania jednej saszetki będziesz potrzebować około 70-80ml zimnej wody. Konsystencja maski nie może być rzadka, musi przypominać w swojej strukturze przezroczystą galaretkę. Poprawnie rozrobiony preparat po nałożeniu nie może spływać z twarzy.
6. Odczekaj 15 minut, po tym czasie usuń nadmiar maski szpatułką, a pozostałą ilość za pomocą ciepłego, wilgotnego ręcznika.
7. Ostatnim aspektem zabiegu jest aplikacja Hyaluronic Cream Pollution Neutralizer - Kremu na dzień nawilżająco-ochronnego.

KOSMETYKI PRZEZNACZONE DO PIELĘGNACJI DOMOWEJ

Scrub & Mask – Maska złuszczająco – oczyszczająca	100 ml
Multi Molecular Hyaluronic Filler – Skoncentrowane serum nawilżające	15 ml
Hyaluronic Cream Pollution Neutralizer – Krem na dzień nawilżająco - ochronny	50 ml
Hyaluronic Sleeping Mask – Maska nawilżająco - łagodząca na noc	50 ml

